



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.02.945.Д.005260.06.06

от 20.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и
пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К"

изготовленная в соответствии
ТУ 9452-007-46782692-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99); СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99); СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Организация-изготовитель

ООО "Рентген-Комплект", 109052 г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр.1,3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Рентген-Комплект", 109052 г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр.1,3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ИЛЦ радиационного качества от 08.06.06 г. № 104/7ЕП-С/06, Протокол испытаний ИЛЦ радиационного качества от 02.06.06 № 146/06-06

№ 019421

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.6.1.1192-03

Эффективность радиационной защиты (минимальное значение свинцового эквивалента, мм Pb)	
Воротник защитный ВРЗ-"Р-К"	0,35
Пелерина защитная ПлРЗ-"Р-К"	0,35
Фартук защитный стоматологический ФРЗС-"Р-К"	0,25
Юбка защитная легкая ЮРЗл-"Р-К"	0,35
Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-"Р-К"	0,5
Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-"Р-К"	0,35
Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-"Р-К"	0,5
Комплект пластин защитных из четырех элементов КПР34-"Р-К"	0,5
Комплект пластин защитных из семи элементов КПР37-"Р-К"	0,5
Перчатки защитные ПРЗ-"Р-К"	0,5
Очки рентгенозащитные ОРЗ-"Р-К"	0,25
Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл-"Р-К"	0,25
Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-"Р-К"	0,35
Фартук защитный двусторонний ФРЗД-"Р-К"	0,35
Шапочка защитная Шл РЗ-"Р-К"	0,25
Санитарная обработка поверхности моющими и дезинфицирующими веществами	многократная

Область применения:

Защита от рентгеновского излучения в рентгенодиагностических кабинетах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование в соответствии с СП 2.6.1.758-99, СП 2.6.1.799-99, СанПиН 2.6.1.1192-03, паспортом на изделие. Хранение и транспортирование - в один слой, в расправленном виде.

Информация, наносимая на этикетку:

Заключение действительно до 20.06.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Л.П. Гульченко
М. П.

Бланк N 019421