



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.02.945.Д.005259.06.06

от 20.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-"Р-К", Ширмы
рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-"Р-К"

изготовленная в соответствии
с ТУ 9452-010-46782692-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99); СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99); СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Организация-изготовитель

ООО "Рентген-Комплект", 109052 г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр.1,3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Рентген-Комплект", 109052 г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр.1,3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ИЛЦ радиационного качества от 09.06.06 г. № 105/8ЕП-С/06, Протокол испытаний ИЛЦ радиационного качества от 02.06.06 № 147/06-06

№ 019420

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.6.1.1192-03

Эффективность радиационной защиты (минимальное значение свинцового эквивалента, мм Pb)

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая малая ШРЗлм-"Р-К" 1,0

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая фронтальная ШРЗлб-Ф-"Р-К" 1,0

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая с центральной и боковой панелью правой ШРЗлб-П-"Р-К" 1,0

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая с центральной и боковой панелью левой ШРЗлб-Л-"Р-К" 1,0

Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная большая с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗлб-ПЛ-"Р-К" 1,0

Санитарная обработка поверхности моющими и дезинфицирующими веществами многократная

Наличие токсических веществ на поверхности не допускается

Наличие открытых свинцовых поверхностей не допускается

Область применения:

Защита от рентгеновского излучения в рентгенодиагностических кабинетах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование, хранение и транспортирование в соответствии с НРБ-99, ОСПОРБ-99, СанПиН 2.6.1.1192-03, паспортом на изделие.

Информация, наносимая на этикетку:

Заключение действительно до 20.06.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



(Ф. И. О. Подпись)

Л. П. Гульченко
М. П.

Бланк N 019420